

SERASIS® - SERASIS® PA

Textile Implantate Textile implants

SERASIS®-Bänder wurden speziell zur operativen Behandlung der weiblichen Stressinkontinenz entwickelt. Sie werden in den Ausführungen nicht- und teilresorbierbar angeboten.

SERASIS® tapes were developed specially for the surgical treatment of female stress incontinence. They are available as non- or partially-absorbable implants.

SERASIS®

PP

POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



blau / monofil / nicht resorbierbar
blue / monofilament / non-absorbable

SERASIS® PA


PP/PGACL


POLYPROPYLEN /
POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON
POLYPROPYLENE /
POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE











gefärbt / monofil / teilresorbierbar
Der Polyglykolsäure-Anteil resorbiert nach ca. 90-120 Tagen.

dyed / monofilament / partially absorbable
The Polyglycolic acid-part absorbs within 90-120 days.


Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Materialbeschreibung Description	Abmessungen Size	Bestell-Nummer Code number
PP nicht resorbierbar / non-absorbable					
	SERASIS®-Band	3	Polypropylen (PP) Band, blau, monofil	1 x 45 cm	IS55
	SERASIS®-tape		<i>Polypropylene (PP) Tape, blue, monofilament</i>		


Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Materialbeschreibung Description	Abmessungen Size	Bestell-Nummer Code number
PP/PGACL teilresorbierbar / partially absorbable					
	SERASIS® PA-Band	3	Polypropylen/Polyglykolsäure-Caprolacton Band, gefärbt, monofil	1 x 45 cm	IS56
	SERASIS® PA-tape		<i>Polypropylene/Polyglycolic acid-caprolactone tape, dyed, monofilament</i>		

Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Beschreibung Description	Trokar-Länge / Nutzlänge Trocar length / Working length	Öffnungsweite Width of opening	Bestell-Nummer Code number
	SERASIS® TO Set	1	2 Introducer (rechts & links / <i>right & left</i>)	14,5 cm	4,5 cm	IS50
	SERASIS® TO XXL Set	1	2 Introducer (rechts & links / <i>right & left</i>)	14,5 cm	6,5 cm	IS60
	SERASIS® TO SL Set	1	2 Introducer (rechts & links / <i>right & left</i>)	16,5 cm	8,5 cm	IS70
	SERASIS® V	1	1 Tuneller	19,0 cm	–	IS40
	SERASIS® V2	1	1 Tuneller	24,0 cm	–	IS80
	SERAPRO® V3	1	1 Tuneller	19,0 cm	–	IS85
	SERAPRO® VT1	1	1 Trokartuneller mit Reinigungs- bürste und Spülkanüle <i>1 trocar tunneller with cleaning brush and rinsing cannula</i>	19,0 cm	–	IS90
	SERAPRO RS Retract-Schlinge <i>Retract-Sling</i>	3	Stahlschlinge - Einweg steril Zubehör zu Mehrweginstrument IS90 <i>Steel sling - single-use sterile accessories kit for re-usable instrument IS90</i>	–	–	IS91





SERAG-WIESSNER KG
Zum Kugelfang 8-12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de